



ANLEITUNG ZUR PROBENAHME

1

VERSAND: Bitte beachten Sie, dass der Versand der Trinkwasserproben am selben Tag der Probenahme stattfindet, damit die Untersuchung der Trinkwasserproben spätestens am nächsten Tag stattfinden kann. Deshalb sollten Sie die Proben auch nur von Montags bis Mittwochs (nach Absprache auch am Donnerstag) nehmen und versenden.

2

ANMELDUNG: Bevor Sie die Proben nehmen, melden Sie das Einsenden der Proben bitte bei uns an, damit freie Kapazitäten zur Untersuchung Ihrer Proben sichergestellt sind. Senden Sie uns dazu eine Email an: info@trinkwasserapp.de oder rufen Sie uns kurz an (0162 – 94 50 537)

3

VORBEREITUNG: Schließen Sie den Abfluss und entfernen Sie mit einer z.B. Rohrzanze Anbauteile wie Perlator (Siebeinsatz) mit Dichtung und legen Sie diese bei Seite. Es empfiehlt sich bei dieser Gelegenheit den Perlator (Siebeinsatz) zu reinigen und zu desinfizieren. Mit Desinfektionsmittel (mind. 70% Alkohol) den Wasser-Auslass des Wasserhahns für 30 Sekunden vollständig benetzen. Bitte halten Sie einen 1 Liter Messbecher bereit.

4

PROBENAHME: Öffnen Sie die Probenahmeflasche ohne dabei die Deckelinnenseite, noch die Gefäßöffnung oder den Wasserauslass am Wasserhahn zu berühren und legen Sie den Deckel mit der Öffnung nach oben ab.

ACHTEN SIE DARAUF, DASS NUR HEISSWASSER ODER KALTWASSER BEPROBT WIRD. BITTE KEIN MISCHWASSER BEPROBEN.

Halten Sie den 1 Liter Messbecher unter den Wasserauslass und öffnen Sie Heiß- oder Kaltwasser, je nachdem welche Probe Sie untersuchen wollen. Nachdem der Messbecher mit einem Liter gefüllt ist, stellen Sie diesen beiseite und befüllen Sie sofort die Probenahmeflasche komplett, ohne den Wasserhahn nochmal auszustellen. Verschließen Sie dann den Probenahmebehälter.

Sollten Sie die Temperatur dokumentieren wollen, füllen Sie ein Becher mit dem heißen Wasser und messen Sie die Temperatur darin sofort. Stellen Sie jetzt das Wasser ab.

Trocknen Sie ggf. den Probenahmebehälter ab.



ANLEITUNG ZUR PROBENAHME

5

DOKUMENTATION: Bezeichnen Sie den Behälter mit dem Namen der Probe und füllen Sie das Etikett auf der Flasche so vollständig wie möglich aus.

6

WICHTIGES: Es empfiehlt sich die Temperatur der Wasserprobe zu messen. Sollte die Kaltwassertemperatur 25°C überschreiten, so unterliegt auch das Kaltwasser der gesetzlichen Trinkwasseruntersuchung. Wir empfehlen dann auch das Kaltwasser mit dem LEGIONELLEN-PRE-CHECK untersuchen zu lassen. Um einen hohen Grad an Sicherheit zu bekommen, empfehlen wir diesen Test alle 3 bis 6 Monate zu wiederholen.

7

RÜCKSENDUNG: Stellen Sie die Probeflaschen in den Karton, mit dem die Flaschen geliefert worden sind, befüllen Sie Hohlräume z.B. mit Zeitungspapier und senden Sie die Proben unter Berücksichtigung vom Punkt 1. Versand an:
Rosik + Jung TRINKWASSER-APP
Hauptstraße 70
56593 Pleckhausen, oder Ihr Legipid-Labor.

Das Ergebnis Ihrer Trinkwasseruntersuchung erhalten Sie innerhalb 24 bis 48 Stunden per E-Mail. Diese Untersuchung dient als Eigenkontrolle und wird nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Sie stellt keine amtlich anerkannte Trinkwasseruntersuchung dar und ersetzt diese auch nicht. Sollten Sie eine amtlich anerkannte Trinkwasseruntersuchung benötigen muss diese durch ein akkreditiertes Institut durchgeführt werden. Akkreditierte Institute in Ihrer Umgebung nennen wir Ihnen gerne.

Das Ergebnis der Trinkwasseruntersuchung bezieht sich ausschließlich auf diese Probe. Eine Analyse einer unter anderen Bedingungen genommenen Probe kann u.U. zu einer abweichenden Aussage führen.

Sollten Sie diese Untersuchung regelmäßig durchführen lassen wollen, sprechen Sie uns auf einen Rahmenvertrag an. Wir erinnern Sie dann regelmäßig an die Probenahmen und Sie erhalten ggf. Vorteile im Einkauf der Trinkwasseruntersuchungen.